



Bérubé • Brassard

Audioprothésistes • Prothèses auditives
www.berubebrassard.ca

(SANS FRAIS)

(866) 444-0055

Entretien de vos aides auditives

L'utilisation des piles

Vous devez changer les piles de vos appareils auditifs périodiquement. La durée de vie de vos piles dépend de leur type, de l'amplification, de la grosseur de la pile et de l'environnement (bruyant versus calme).

Les piles neuves ont un autocollant sur l'une de leur facette. Vous devez enlever cet autocollant avant d'insérer la pile dans la prothèse. Il sert à conserver l'énergie de la pile lorsque celle-ci est entreposée. Donc, il est important de le laisser sur la pile jusqu'au moment de l'utiliser.

Important : pour prolonger la durée de vos piles, il est primordial d'ouvrir le tiroir pile de vos prothèses auditives lorsque vous ne les utilisez pas. En effet, la plupart des prothèses n'ont pas d'interrupteur « marche/arrêt » donc, la seule façon de les éteindre est d'ouvrir le tiroir pile.

Conseils d'entretien

À tous les soirs, vaporiser sur un papier mouchoir la solution VapoPro et bien frotter l'embout (la partie qui entre dans l'oreille) ou l'aide auditive pour enlever tout le gras, le cérumen et les peaux mortes. Retirer les piles et déposer vos appareils auditifs dans le contenant ProtecPro afin d'en absorber l'humidité durant la nuit si vous transpirez beaucoup. Sinon, déposez-les dans le coffret qu'on vous a fourni avec l'appareil auditif.

À tous les matins, avant de poser votre aide auditive, bien brosser à sec, l'entrée (microphone) et la sortie (écouteur) de celle-ci.

Une ou plusieurs fois par semaine, après avoir brossé la prothèse auditive à sec, utiliser la solution IntraPro en humectant le balai et bien brosser, l'entrée, la sortie du son, les interrupteurs et les contacts de piles.

Une fois par mois ou plus tôt si nécessaire, remplacer le protège-cérumen (grille de protection contre le cérumen) si votre appareil auditif en est muni. Si celui-ci est obstrué par le cérumen, l'appareil auditif peut être faible ou ne pas fonctionner.

Il faut éviter d'entreposer vos appareils dans un environnement humide comme la salle de bain. Le meilleur choix serait de garder ceux-ci dans la chambre à coucher.

Nous recommandons une visite tous les 6, 9 ou 12 mois selon le cas pour un nettoyage en profondeur et une vérification complète des performances de vos appareils auditifs.

Protocole de port de vos prothèses auditives

Idéalement, vous devriez porter vos prothèses auditives du matin au soir. Par contre, il se peut qu'un nouveau porteur trouve l'adaptation au monde sonore difficile. Il est donc conseillé pour débiter de porter ses prothèses quelques heures par jour pour ensuite augmenter progressivement ce nombre d'heures.

Pour une meilleure adaptation, il est primordial de porter ses prothèses à tous les jours et ce, même s'il s'agit de quelques heures par jour.

Assurance pour aides auditives

Nous vous conseillons fortement d'aviser votre compagnie d'assurance habitation (biens et meubles) que vous possédez des prothèses auditives. Vos appareils coûtent très cher et une assurance peut être très utile afin de vous éviter de grosses dépenses inattendues.

L'utilisation du téléphone

L'utilisation du téléphone peut varier selon le type d'aide auditive que vous possédez.

Pour les contour d'oreille : Vous devez placer le combiné de manière à ce que le son soit dirigé vers les microphones de la prothèse. Les microphones se trouvent sur le dessus de l'oreille donc vous devez placer le combiné plus haut qu'à l'habitude.

Pour les intra-auriculaires : On place tout simplement le combiné du téléphone comme à l'habitude. C'est-à-dire directement sur l'oreille de façon à envoyer le son dans le conduit auditif de l'oreille.

*Certaines prothèses auditives ont des programmes pour le téléphone, votre audioprothésiste vous renseignera sur le fonctionnement de ceux-ci.

*Si vos prothèses auditives émettent un sifflement durant l'utilisation du téléphone, éloignez le combiné d'environ un centimètre de la prothèse auditive et consultez votre audioprothésiste pour remédier à ce problème.